



輸入総代理店: 株式会社PROSPECT

## AiCare (腕輪型認知症老人徘徊検知機器)



高齢者の腕にバンドを装着することで、ITボックスから一定距離離れたことを検知、あるいは玄関等に設置したITボックスの前を通過したことを検知し、ITボックスから警報を発します。



### アラート機能

高齢者が外出した際にITボックス警報を発します。

#### 通信機能 (有料オプション)

高齢者が外出した際にPCやスマートフォンの画面に表示します。

#### 位置マッピング (有料オプション)

入居者が行った場所をパターン学習のために記録し、異常が検出された際はアラートを発信します。

#### 衝撃検出 (有料オプション)

大きな重力加速度(G)を伴う事象を記録し、報告します。

#### 動作と手の動き (有料オプション)

動作の頻度及び激しさを感知します。パターン認識機能を、異常の報告に活用します。

#### インタラクション (有料オプション)

他の入居者と交流した際の時間の長さや頻度を報告します。

#### 食事と日常生活動作: ADL (有料オプション)

位置追跡と手の動きの情報を利用して、食事やADLの所要時間を決定します。

#### 休息 (有料オプション)

位置情報と共に、運動レベルの低かった時間を報告します。

#### レポート (有料オプション)

毎日の報告及び週ごとの要約報告。

#### 無線通信アラート (有料オプション)

施設スタッフが装着している双方向通信機器への、特定アラート音による情報提供。

#### 連続使用及び防水加工



輸入総代理店：株式会社PROSPECT



### バンド

電池容量のためバンドは2カ月ごとに交換を推奨します。バンドと検知チップは取り外し可能。検知チップをお守りなどに入れることもできます。

サイズ：L: 275mm W: 30mm H: 12mm

重量：21g

材質：PC/ABS (バンド)、PU (ベルト)

電池：CR2540 (リチウムイオン電池)



### リアルタイムの施設内状況確認

施設内における入居者ごとの位置及び動作を表示します。(有料オプション)

### ITボックス

#### 製品サイズ：

L: 91mm W: 66mm H: 31mm

重量：90g (ボックス), 120g (アダプタ)

周波数：50/60Hz

アンペア：最大1.5Amp

FCC 対応


UL リスト

BandとITボックスの通信：BLE



 <https://prospectivedata.jp/>

 Tel: 0857-29-6348

 Fax: 0857-50-1270

〒680-0801 鳥取県鳥取市松並町2-503-7